

Yumo[®]
Yeso Nunca Mas

BRACE DE HÚMERO



INDICACIONES

FRACTURAS DE HÚMERO
PSEUDO ARTROSIS DE HÚMERO
RETARDO EN CONSOLIDACIÓN

Ynmo[®]
Yeso Nunca Mas

Estructura semirrígida

Fabricada en poliuretano flexible estructurada con tutor lateral plástico rígido.

Resistente al agua

Se puede mojar o lavar sin riesgo a deteriorar su estructura.

Diseño abierto

Las aberturas de su diseño permiten que el brazo respire, minimizando la aparición de comezón y mal olor.

Ajustable

Las cinchas de abrojo permiten regular el ajuste adecuado.

Sistema de talles

Sus 4 talles estándar abarcan a la gran mayoría de pacientes. En el excepcional caso de que los talles no se adapten, se puede fabricar a la medida.

Cómodo y liviano

Su estructura plástica es ligera y su interior está forrado en goma suave.

