



# FÉRULA DE RODILLA ARTICULADA

*Yumo*<sup>®</sup>  
# Yeso Nunca Mas

## INDICACIONES

POST QUIRÚRGICO LCA, LCP, LLI, LLE  
POST QUIRÚRGICO REPARACIÓN MENISCAL  
DISTENSIÓN LIGAMENTARIA  
INESTABILIDAD DE RODILLA



### Estructura semirrígida

Fabricada en poliuretano flexible estructurada con aluminio.

### Resistente al agua

Se puede mojar o lavar sin riego a deteriorar su estructura.

### Diseño abierto

El diseño de la estructura permite que la pierna respire, minimizando la aparición de comezón y mal olor.

### Ajustable

Las cinchas de abrojo permiten regular el ajuste adecuado.

### Articulación dual

Permite tanto el bloqueo de la articulación, como la regulación de la flexo-extensión.

### Almohadillas condilares

Las cinchas de abrojo permiten regular el ajuste adecuado.

### Sistema de talles

Sus 5 talles estándar abarcan a la gran mayoría de pacientes. En el excepcional caso de que los talles no se adapten, se puede fabricar a la medida.

### Cómodo y liviano

Su estructura plástica es ligera y su interior está forrado en goma suave y recubierto con tela acolchonada.

