

# CLAVO PLACA PEDIATRICO

## Osteosíntesis Pediátrica

El sistema de placa osteotomía pediátrica con bloqueo es un sistema modular de placa de cadera tipo cuchilla destinado a la fijación estable de osteotomías femorales proximales (PFO) y fracturas en la población pediátrica.

*Las PFO son cirugías reconstructivas ampliamente realizadas en niños con deformidades de cadera, como Coxa Valga, Coxa Vara y otras deformidades congénitas.*




### CLAVO PLACA SISTEMA 3.5

06-106-09	Clavo Placa Pediátrico 90° x 30 mm
06-106-10	Clavo Placa Pediátrico 90° x 35 mm
06-106-11	Clavo Placa Pediátrico 90° x 40 mm
06-106-12	Clavo Placa Pediátrico 90° x 45 mm
06-106-13	Clavo Placa Pediátrico 90° x 50 mm
06-106-14	Clavo Placa Pediátrico 130° x 45 mm
06-106-15	Clavo Placa Pediátrico 130° x 50 mm
06-106-16	Clavo Placa Pediátrico 130° x 55 mm
06-106-17	Clavo Placa Pediátrico 130° x 60 mm



## CLAVO PLACA SISTEMA 4.5

- 06-106-22 Clavo Placa Adolescente 90° x 65 mm x 4 orificios
- 06-106-21 Clavo Placa Adolescente 90° x 60 mm x 4 orificios
- 06-106-20 Clavo Placa Adolescente 90° x 55 mm x 4 orificios
- 06-106-19 Clavo Placa Adolescente 90° x 50 mm x 4 orificios
- 06-106-18 Clavo Placa Adolescente 90° x 45 mm x 4 orificios



LAMINA CANULADA ANCHO 14MM

- 06-106-29 Clavo Placa Adolescente 100° x 70mm x 4 orif.
- 06-106-28 Clavo Placa Adolescente 100° x 65mm x 4 orif.
- 06-106-27 Clavo Placa Adolescente 100° x 60mm x 4 orif.
- 06-106-26 Clavo Placa Adolescente 100° x 55mm x 4 orif.
- 06-106-25 Clavo Placa Adolescente 100° x 50mm x 4 orif.
- 06-106-24 Clavo Placa Adolescente 100° x 45 mm x 4 orif.

PLACA BAJO CONTACTO ESPESOR 5.0 MM

Tornillo compresivo Ø4.5 ACERO



Tornillo bloqueado Ø4.5 ACERO



## CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:

- Los implantes están hechos de acero inoxidable grado médico.
- La técnica sin cincel reduce el tiempo en el quirófano y el trauma.
- Instrumentación intuitiva para un control preciso de la corrección.
- Estable en rotación.
- El diseño de la placa crea un desplazamiento femoral biomecánicamente correcto.

**IMPLANT**  
[www.implantca.com](http://www.implantca.com)

