




www.implantca.com.ar

HOJAS DE SIERRA

Precisión y calidad en cada corte



IMPLANT
BoneSaw



HOJAS DE SIERRA DE ALTA CALIDAD Y RENDIMIENTO



Calidad y Fiabilidad

Fabricadas con aceros inoxidables de alta calidad, nuestras sierras aseguran un rendimiento duradero y confiable en todo momento.



Diseño Avanzado y Estabilidad

El diseño de control estacionario estabiliza la sierra oscilante, reduciendo el desgaste y mejorando la precisión al eliminar las virutas metálicas.



Rigidez y Precisión de Corte

La estructura modular endurecida, ofrece una sierra más rígida, minimizando desviaciones y asegurando cortes más exactos.



Sensación Táctil y Rendimiento Mejorado



El diseño fino de la hoja evita que el tejido se atasque, mientras que el arco de excursión optimizado mejora la precisión y suavidad del corte. Estas características hacen que nuestras sierras ofrezcan un rendimiento superior, confiable y preciso en diversas aplicaciones.



Eficiencia en el Corte

La geometría optimizada de los dientes aumenta la velocidad de corte y reduce la temperatura, mejorando la eficiencia y durabilidad de la hoja sea cual sea su modelo.

OPCIONES DISPONIBLES:

ACOPLE PARA MAQUINA:		HUESOS GRANDES	
STRYKER 28-013-01 M: 130x24.75x1.2 28-013-02 M: 130x24.75x1.0 28-013-03 M: 130x12.5x1.2 28-013-04 M: 130x12.5x1.0			
CONMED 28-013-13 M: 130x24.75x1.0 28-013-14 M: 130x24.75x1.2 28-013-15 M: 130x12.5x1.0 28-013-16 M: 130x12.5x1.2			
BOJIN 28-013-09 M: 130x24.75x1.0 28-013-10 M: 130x24.75x1.2 28-013-11 M: 130x12.5x1.0 28-013-12 M: 130x12.5x1.2			
BTR 28-005-79 M: 130x24.75x1.2 28-005-80 M: 130x24.75x1.0 28-005-81 M: 130x12.5x1.2 28-005-82 M: 130x12.5x1.0			
GENÉRICA 28-013-05 M: 130x24.75x1.2 28-013-06 M: 130x24.75x1.0 28-013-07 M: 130x12.5x1.2 28-013-08 M: 130x12.5x1.0			

ACOPLE PARA MAQUINA:		HUESOS PEQUEÑOS				
STRYKER 28-013-18 M: 28x5.5x0.5 28-013-19 M: 28x7x0.5 28-013-20 M: 28x9.3x0.5 28-013-21 M: 40x7x0.5 90° 28-013-22 M: 40x9.3x0.5 90°	    					
CONMED HALL 28-013-17 M: 41x9.5x0.5 28-005-83 M: 41x9.5x0.5	 					
BTR 28-013-23 M: 28x5.5x0.5 28-013-24 M: 28x7x0.5 28-013-25 M: 28x9.3x0.5 28-013-26 M: 40x7x0.5 90° 28-013-27 M: 40x9.3x0.5 90°	    					



www.implantca.com.ar

IMPLANT

BoneSaw




FORMA CONCAVA

La forma cóncava de la hoja de sierra genera una cara de corte que mantiene la hoja perfectamente centrada durante el uso, garantizando un corte más ***estable y preciso***.

Su diseño minimiza la resistencia, optimiza la eficiencia y prolonga la vida útil.

Esta geometría permite un deslizamiento más suave a través del material, reduciendo el riesgo de atascos o retrocesos bruscos.

También ayuda a disipar mejor el calor, evitando el sobrecalentamiento y reduciendo el desgaste prematuro.



**“NOS ACOPLAMOS A TU
EQUIPO DE CORTE”**

IMPLANT
BoneSaw

TU FAVORITA DESDE HOY.

COMPAÑIA CERTIFICADA



www.implantca.com.ar