

# TITANIO

## ANCLAJES ÓSEOS con sutura incorporada

Los versátiles andajes óseos con sutura incorporada en TITANIO pueden ser utilizados en múltiples procedimientos de reconstrucción.

Su diseño de avanzada junto al mango de colocación le otorgan una gran resistencia a la tracción y una simple, rápida y confluente colocación.

### CARACTERÍSTICAS

- Disponible en 2mm, 3mm largo y corto, 5mm cortical y 5mm cancellous.
- Fabricado en TITANIO, esto le otorga la cualidad de roscado.
- Excelente resistencia mecánica.
- Provisto con doble sutura de alta resistencia y mango de colocación desechable específicamente diseñado para cada tipo de procedimiento.
- Producto estéril

### INDICACIONES

- **Hombro.** Manguito rotador, SLAP, Bankart.
- **Codo.** Reparación ligamentaria.
- **Mano.** Reinserción fibrocartílago.
- **Rodilla.** Rep. ligamento colateral medial, rep. ligamento anterolateral, rep. ligamento femorrotuliano.
- **Tobillo.** Tendón de Aquiles, rep. ligamento peroneoastragalino.

