

DIB-SEMI/ DIB-HTH

BOTONES AUTOAJUSTABLES PARA RODILLA LCA-LCP

Botón fabricado en titanio montado con loop auto-ajustable cerrado de suturas fiber #5 de alta resistencia o loop abierto auto-ajustable (HTH) de suturas fiber #5 de alta resistencia.

CARACTERÍSTICAS

- Botón cortical fabricado en titanio de bajo perfil.
- Loop autoajustable cerrado de sutura Fiber #5 (DIB-SEMI).
- Loop autoajustable abierto (HTH) de sutura Fiber #5 (DIB-HTH).
- Alta resistencia mecánica y estabilidad de fijación.
- Producto estéril y de un solo uso.
- Materiales biocompatibles.

INDICACIONES

- **Rodilla:** Reconstrucción ligamentaria (LCA, LCP y procedimientos asociados).