

MIR 2

SISTEMA DE SUTURA MENISCAL Colocador FLIPH

El MIR 2 es un sistema de sutura meniscal diseñado para la reparación del menisco mediante la técnica dentro–afuera.

Su diseño con doble aguja de 250 mm de largo permite una colocación precisa y controlada, facilitando el manejo intraoperatorio.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de sutura meniscal.
- Doble aguja de 250 mm de largo.
- Diseñado para técnica dentro–afuera.
- Permite una colocación precisa y segura.
- Facilita el control del trayecto de la sutura.
- Producto estéril y de un solo uso.

INDICACIONES

- **Rodilla.** Indicado para procedimientos de reparación meniscal mediante la técnica dentro–afuera, permitiendo la aproximación y estabilización del tejido meniscal. Es adecuado para cirugías artroscópicas de rodilla que requieren una sutura precisa, controlada y confiable del menisco.

