

TPA


TORNILLO PARA LIGAMENTO DE RODILLA

El TPA es un tornillo diseñado para proporcionar una fijación segura y confiable en procedimientos de reconstrucción ligamentaria de rodilla.

Disponible en PEEK o Titanio, permite una inserción controlada y una adecuada adaptación ósea, ofreciendo estabilidad durante todo el proceso de cicatrización.

CARACTERÍSTICAS

- Tornillo disponible en PEEK o Titanio.
- Diseño de bajo perfil.
- Excelente resistencia mecánica.
- Inserción precisa y controlada.
- Materiales biocompatibles.
- Producto estéril y de un solo uso.



INDICACIONES

- **Rodilla:** Reparación ligamentaria.

Indicado para procedimientos de reconstrucción de ligamentos de rodilla, incluyendo técnicas de fijación de injertos en cirugías primarias y de revisión. Es adecuado para la fijación segura del injerto al hueso, proporcionando estabilidad durante el proceso de cicatrización y permitiendo un adecuado seguimiento postoperatorio mediante estudios por imágenes.