

FICHA DE INMOVILIZACIÓN
BABY BOOTS

NOMBRE Y APELLIDO: _____

DNI: _____

FECHA DE MEDICIÓN: / /

Nº DE TELÉFONO: _____

DIAGNÓSTICO: _____


PIE: IZQUIERDO DERECHO BILATERAL

INSTITUCIÓN: _____

MÉDICO: _____

OBRA SOCIAL: _____

OBSERVACIONES: (ej.: Lesiones en la piel, otras patologías)



Instrucciones para la medición

Elementos necesarios para la medición:

- Cinta métrica de costura
- Lapicera

Pasos:

¡Es de suma importancia que al medir el bebe no este utilizando yesos. Además, la medición en los pies se debe realizar con medias puestas y en los hombros con body o remera fina, evitar abrigos gruesos!

1: Medición de largos del pie.
Con el pie lo mas recto posible (idealmente apoyado sobre una superficie plana), medir el largo desde el talón hasta la punta del dedo mas largo. Anotar la medida en el recuadro correspondiente al pie medido.

2: Medición de los anchos.
Con el pie lo mas recto posible (idealmente apoyado sobre una superficie plana), medir el ancho en el punto mas ancho del pie (generalmente en la base de los dedos). Anotar la medida en el recuadro correspondiente al pie medido.

3: Medición del ancho de hombros.
Posicionar la espalda del bebe lo mas erguida posible y desde atrás, medir el ancho máximo entre los hombros, Anotar la medida en el recuadro correspondiente al ancho de hombros.

