



CLAVO PLACA PEDIATRICO

Osteosíntesis Pediátrica



GESTIÓN DE LA CALIDAD
DE DISPOSITIVOS
MÉDICOS
RI 13485-331
IRAM-ISO 13485:2019

IMPLANT


SISTEMA DE OSTEOTOMÍA PEDIÁTRICA

El sistema placa de osteotomía pediátrica con bloqueo es un sistema modular de placa para cadera y/o rodilla, tipo cuchilla destinado a la fijación estable de osteotomías femorales proximales (PFO) y distales, y fracturas en la población pediátrica.

Las PFO son cirugías reconstructivas ampliamente realizadas en niños con deformidades de cadera, como Coxa Valga, Coxa Vara y otras deformidades congénitas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Los implantes están hechos de acero inoxidable grado médico.
- La técnica sin cincel reduce el tiempo en el quirófano y el trauma.
- Instrumentación intuitiva para un control preciso de la corrección.
- Estable en rotación.
- El diseño de la placa crea un desplazamiento femoral biomecánicamente correcto.



CLAVO PLACA SISTEMA 3.5

REFERENCIA Nº	DESCRIPCION
06-106-09	Clavo Placa Pediátrico 90° x 30 mm
06-106-10	Clavo Placa Pediátrico 90° x 35 mm
06-106-11	Clavo Placa Pediátrico 90° x 40 mm
06-106-12	Clavo Placa Pediátrico 90° x 45 mm
06-106-13	Clavo Placa Pediátrico 90° x 50 mm
06-106-14	Clavo Placa Pediátrico 130° x 45 mm
06-106-15	Clavo Placa Pediátrico 130° x 50 mm
06-106-16	Clavo Placa Pediátrico 130° x 55 mm
06-106-17	Clavo Placa Pediátrico 130° x 60 mm



CLAVO PLACA SISTEMA 4.5

REFERENCIA N°	DESCRIPCION
06-106-22	Clavo Placa Adolescente 90°x 65 mm x 4 orificios
06-106-21	Clavo Placa Adolescente 90°x 60 mm x 4 orificios
06-106-20	Clavo Placa Adolescente 90°x 55 mm x 4 orificios
06-106-19	Clavo Placa Adolescente 90°x 50 mm x 4 orificios
06-106-18	Clavo Placa Adolescente 90°x 45 mm x 4 orificios

REFERENCIA N°	DESCRIPCION
06-106-29	Clavo Placa Adolescente 100° x 70mm x 4 orificios
06-106-28	Clavo Placa Adolescente 100°x 65 mm x 4 orificios
06-106-27	Clavo Placa Adolescente 100°x 60 mm x 4 orificios
06-106-26	Clavo Placa Adolescente 100°x 55 mm x 4 orificios
06-106-25	Clavo Placa Adolescente 100°x 50 mm x 4 orificios
06-106-24	Clavo Placa Adolescente 100°x 45 mm x 4 orificios




INSTRUMENTAL ESPECIFICO PARA CLAVO PLACA

PRIMERA BANDEJA		
REF. N°	DESCRIPCION	IMAGEN
1	Sujeta-tornillos SW 2.5	
2	Sujeta-tornillos SW 3.5	
3	Destornillador hexagonal SW 2.5 x 125 mm	
4	Destornillador hexagonal SW 3.5 x 150 mm	
5	Pinza de reducción ósea Davier grande	
6	Destornillador hexagonal 2.5	
7	Destornillador hexagonal 3.5	
8	Guía 4.0	
9	Guía 5.0	
10	Mango dinamométrico de acople rápido 4,0 N·m	
11	Mango dinamométrico de acople rápido 1,5 N·m	

SEGUNDA BANDEJA		
REF. N°	DESCRIPCION	IMAGEN
12	Casquillo adaptador en guía 4.3 / 2.8	
13	Destornillador hexagonal 3.5mm x 100mm	
14	Destornillador hexagonal 2.5mm x 75mm	
15	Guía de perforación roscada 4.0-5.0	
16	Localizador de guía	
17	Placa marcador de ángulo 80° / 70° / 30°	
18	Placa marcador de ángulo 100° / 60° / 20°	
19	Placa marcador de ángulo 90° / 50° / 40°	
20	Pinza de sujeción ósea Davier grande	
21	Localizador guía de osteotomía	
22	Guía de perforación doble Ø3.5-Ø5.0	
23	Guía de perforación doble Ø3.0-Ø4.0	
24	Mango de acople rápido AO	

TERCERA BANDEJA		
REF. N°	DESCRIPCION	IMAGEN
25	Caja de esterilización	
26	Tope de posicionamiento de broca Ø3.2	
27	Tope de posicionamiento de broca Ø4.3	
28	Machuelo óseo HA5.0 × 150 mm	
29	Machuelo óseo HA4.0 × 115 mm	
30	Casquillo guía LCP Ø4.3	
31	Casquillo guía LCP Ø3.2	
32	Llave SW 2.5	
33	Medidor de profundidad 0–100 mm	
34	Medidor de profundidad 0–60 mm	
35	Medidor de profundidad 4.0–5.0	
36	Broca Ø4.3 × 230 mm	
37	Agujas de Kirschner Ø2.8 × 200 mm	
38	Agujas de Kirschner roscadas Ø2.0 × 150 mm	
39	Broca Ø3.2 × 180 mm	
40	Broca Ø3.0 × 150 mm	
41	Broca Ø3.5 × 150 mm	



IMPLANT



GESTIÓN DE LA CALIDAD
DE DISPOSITIVOS
MÉDICOS
RI 13485-331
IRAM-ISO 13485:2019

Pueyrredón 1093
Córdoba, Argentina. C.P.:X5000CQA

Tel: +54 351- 4601050
implant@implantca.com.ar

www.implantca.com.ar