



CLAVO TEN

Osteosíntesis Pediátrica




GESTIÓN DE LA CALIDAD
DE DISPOSITIVOS
MÉDICOS
RI 13485-331
IRAM-ISO 13485:2019

IMPLANT


SISTEMA DE OSTEOTOMÍA PEDIÁTRICA

El clavo intramedular elástico de titanio (TEN) está indicado para el tratamiento de las fracturas diafisarias de los huesos largos, y ciertas fracturas metafisarias o epifisarias, en niños y adultos jóvenes.

Los clavos TEN pueden utilizarse además para la osteosíntesis de las fracturas espontáneas.

REFERENCIA N°	DESCRIPCION	IMAGEN
08-060-01	Clavo Elastico en Titanio Ø1.5 mm x 280 mm	
08-060-02	Clavo Elastico en Titanio Ø2.0 mm x 420 mm	
08-060-03	Clavo Elastico en Titanio Ø2.5 mm x 420 mm	
08-060-04	Clavo Elastico en Titanio Ø3.0 mm x 420 mm	
08-060-05	Clavo Elastico en Titanio Ø3.5 mm x 420 mm	
08-060-06	Clavo Elastico en Titanio Ø4.0 mm x 420 mm	

INSTRUMENTAL ESPECIFICO



- | | | |
|-----------------------|--|----------------------------------|
| 1. Martillo | 7. Guía doble para mecha 3,2 / 4,5 mm | 13. Insertador de clavo elástico |
| 2. Punzón | 8. Insertador de tapa terminal pequeña | 14. Impactador estándar |
| 3. Pinza de bloqueo | 9. Insertador de tapa terminal grande | 15. Impactador estándar |
| 4. Guía para martillo | 10. Mecha Ø 2,7 x 115 mm | 16. Doblador de clavos |
| 5. Cortador de clavos | 11. Mecha Ø 3,2 x 150 mm | 17. Doblador de clavos |
| 6. Cortador de clavos | 12. Mecha Ø 4,5 x 150 mm | 18. Caja de esterilización |

IMPLANT



GESTIÓN DE LA CALIDAD
DE DISPOSITIVOS
MÉDICOS
RI 13485-331
IRAM-ISO 13485:2019

Pueyrredón 1093
Córdoba, Argentina. C.P.:X5000CQA

Tel: +54 351- 4601050
implant@implantca.com.ar

www.implantca.com.ar