



PLACA PEDIATRICA EN OCHO

Osteosíntesis Pediátrica



GESTIÓN DE LA CALIDAD
DE DISPOSITIVOS
MÉDICOS
RI 13485-331
IRAM-ISO 13485:2019

IMPLANT
Neo 

SISTEMA DE PLACA PARA EPIFISIOLISIS

El sistema de placas pediátricas en ocho EIGHTGROWTH consiste en placas anatómicas NO ARTICULADAS. Esta indicado como implante temporal para ayudar en la corrección de dismetrías en los huesos largos mediante la modulación del crecimiento longitudinal diáfisis en pacientes pediátricos.

INSTRUCCIONES DE USO:

Se puede utilizar para corregir:

Fémur y tibia: deformidades en varo, valgo, flexión o extensión de la rodilla.

Húmero: deformidades en valgo o varo del codo.

Cubito y Radio: deformidades en flexión o extensión de la muñeca.

Tobillo: deformidades en varo, valgo o flexión plantar del tobillo.

Patologías postraumáticas

Trastornos metabólicos

Patologías Neuromusculares

Patologías idiopáticas y Congénitas

Corrección de Dismetrías o piernas desiguales.



VENTAJAS:

1. El sistema está fabricado en Aleación de titanio.
 2. Es totalmente biocompatible con el organismo.
 3. Se puede implantar en pacientes alérgicos al NIQUEL.
 4. Mínima incisión para la implantación de la placa.
 5. Menor tiempo de recuperación del paciente.
 6. Colocación de la placa a través de agujas.
 7. Ubicación ideal en la placa de crecimiento.
 8. Gran variedad de tamaños.
- 

REFERENCIA N°	DESCRIPCION	IMAGEN
23-014-01 23-014-02	Placa pediátrica en 8 2 x 12 mm Placa pediátrica en 8 2 x 16 mm	
23-014-03 23-014-04	Placa pediátrica en 8 4x 16 mm Placa pediátrica en 8 4 x 22 mm	

INSTRUMENTAL ESPECIFICO

REF N°	DESCRIPCION
1	Mecha canulada Ø2,7 x 150 mm
2	Mecha canulada Ø3,2 x 150 mm
3	Aguja guía roscada Ø1,2 x 150 mm
4	Aguja guía roscada Ø1,5 x 150 mm
5	Aguja de tracción Ø1,2 x 150 mm
6	Aguja de tracción Ø1,5 x 150 mm
7	Aguja guía de limpieza Ø1,2 x 150 mm
8	Aguja guía de limpieza Ø1,5 x 150 mm
9	Destornillador hexagonal canulado SW2,5 para guía Ø1,2
10	Destornillador hexagonal canulado SW3,5 para guía Ø1,5
11	Broca guía combinada Ø4,0
12	Broca guía combinada Ø4,5
13	Macho canulado de roscado rápido HB 4,0 x 150 mm
14	Macho canulado de roscado rápido HB 4,5 x 150 mm
15	Mecha canulada para avellanado rápido Ø6,0
16	Medidor de profundidad para aguja guía L 150
17	Mango canulado de liberación rápida tipo recto
18	Mango canulado de liberación rápida tipo "T"
19	Caja de esterilización para clavo canulado 4,0-4,5



IMPLANT

Neo



GESTIÓN DE LA CALIDAD
DE DISPOSITIVOS
MÉDICOS
RI 13485-331
IRAM-ISO 13485:2019

Pueyrredón 1093
Córdoba, Argentina. C.P.:X5000CQA

Tel: +54 351- 4601050
implant@implantca.com.ar

www.implantca.com.ar